



Test kit, phosphate, total ortho-/meta-, model PO-24

Αρ. προϊόντος:

225001

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε για την ημερομηνία αποστολής



Kit provides measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Kit provides rapid measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Προδιαγραφές

Range:	0 - 0.8 mg/L PO ₄
Smallest increment:	0.02
	0.1
	1
Αριθμός δοκιμών :	100 Clear
	100 Turbid
Βάρος μεταφοράς :	4.5
Εύρος μέτρησης :	0 - 40 mg/L PO ₄
Εύρος μέτρησης (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Λειτουργία παύσης :	NA
Μοντέλο :	PO-24
Μοντέλο σετ μέτρησης :	PO-24
Όνομα μεθόδου :	Color disc/Ascorbic acid
Παράμετρος :	Phosphate, total ortho-/meta- - As PO ₄ ³⁻
Τύπος θήκης :	F