



Millipore SDI Testing Kit

Αρ. προϊόντος:

2195900

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Προδιαγραφές

Τι περιέχει το καλάθι:

Kit includes a 47mm diameter filter disc holder, pressure regulator, pressure gauge, PTFE tape, tweezers, membrane filter discs, required valves and fittings, and instruction sheet .

Τι περιέχει το καλάθι

Kit includes a 47mm diameter filter disc holder, pressure regulator, pressure gauge, PTFE tape, tweezers, membrane filter discs, required valves and fittings, and instruction sheet .