



Iron color disc test kit, model IR-18B

Αρ. προϊόντος:

146401

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Using the simple color disc method, this kit measures Iron (medium range - 0.2-7 mg/L) and contains reagent for 100 tests.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Parameter:	Iron
Smallest increment:	0.25
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	High Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	IR-18B
Μοντέλο σετ μέτρησης :	IR-18B
Όνομα μεθόδου :	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Παράμετρος :	Iron, medium range - as Fe
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0.25 - 7 mg/L Fe
Τύπος :	Μονό μετρικό
Τύπος θήκης :	B