



Iron color disc test kit, model IR-18A

Αρ. προϊόντος:

146500

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Using the simple color disc method, this kit measures Iron (Range - 0.02-1 mg/L) and contains 100 tests.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Parameter:	Iron
Smallest increment:	0.02
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	Low Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	IR-18A
Μοντέλο σετ μέτρησης :	IR-18A
Όνομα μεθόδου :	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Παράμετρος :	Iron, medium range - As Fe**
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0.02 - 1.00 mg/L Fe
Τύπος :	Μονό μετρικό
Τύπος θήκης :	B