



Be Right™



Hardness, iron, and pH test kit, model HA-62A

Αρ. προϊόντος:

183701

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε για την ημερομηνία αποστολής



Model HA-62A

A multi-parameter test kit for hardness, iron & pH, this kit provides an easy-to-use, cost effective way to determine the quality of your water.

Popular tests at a great price in Hach's convenient and protective test kit carrying case.

Uses color disc and drop count titration methods

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	6.6 - 8.4 pH units
Εφαρμογή:	Water Quality
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος