



## Free & Total Chlorine Test Kit (Model CN-70)

Αρ. προϊόντος:

1454200

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

**Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method**

**Achieve fast results with an easy-to-carry test kit**

### Προδιαγραφές

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter:             | Chlorine (Free and Total)                                                                                      |
| Smallest increment:    | 0.02                                                                                                           |
|                        | 0.1                                                                                                            |
| Αριθμός δοκιμών :      | 100 Free, 100 Total                                                                                            |
| Εύρος μέτρησης :       | Dual Range                                                                                                     |
| Εύρος μέτρησης (2):    | 0 - 3,4 mg/L Cl <sub>2</sub>                                                                                   |
| Κατηγορία:             | Χρωματικός δίσκος                                                                                              |
| Μοντέλο σετ μέτρησης : | CN-70 <sup>2</sup>                                                                                             |
| Όνομα μεθόδου :        | Color disc/DPD                                                                                                 |
| Παράμετρος :           | Chlorine, low range - As free & total Cl <sub>2</sub>                                                          |
| Τύπος θήκης :          | D                                                                                                              |
| Υποσημείωση :          | *mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. |