



Test Kit, chlorine (free and total), model CN-80

Αρ. προϊόντος:

2129000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Προδιαγραφές

Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Smallest increment:	0.02
	0.1
	0.5
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0 - 10 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	CN-80
Μοντέλο σετ μέτρησης :	CN-80 ²
Όνομα μεθόδου :	Color Disc/DPD
Παράμετρος :	Chlorine, low range - As free & total Cl ₂
	total Cl ₂
	(0-10 mg/L: T only)
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂
Τύπος θήκης :	D