



Σετ μέτρησης Χλώριο (ολικό), model CN-21P, 10 - 200 mg/L, 100 τεστ

Αρ. προϊόντος:

2444400

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Μεθόδος / Χημική: Τιτλοδότηση με σταγόνες

Τεστ κιτ κατασκευασμένο από τον οίκο Hach για την συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τιτλοδότησης με την μέτρηση σταγόνων, mod.CN-21P για υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου σε εφαρμογές απολύμανσης. Εύρος μέτρησης 10-200 mg/L; περιλαμβάνει 100 τεστ.

Εύκολο, οικονομική μέθοδος τιτλοδότησης

Το κιτ περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια, διαλύματα και γυαλικά

Προδιαγραφές

Smallest increment:

10

Αριθμός δοκιμών :

100

Εύρος μέτρησης :

10 - 200 mg/L

Κατηγορία:

Drop Count Titration

Μοντέλο σετ μέτρησης :

CN-21P

Όνομα μεθόδου :

Τιτλοδότηση με σταγόνες/

Thiosulfate

Παράμετρος :

Χλώριο, μεσαίο και υψηλό εύρος- Ως ολικό Cl₂

Τύπος θήκης :

B

Υποσημείωση :

*mg/L εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; grg = grains per gallon; 1 grg = 17.1 mg/L ή 17.1 ppm. Αποδεκτό από 1EPA-για την ανάλυση υγρών αποβλήτων. Ελέγξτε με τις ρυθμιστικές σας αρχές.