



Silica Test Kit, SI-7, 0.05 - 1.0 mg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος:

2255000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost colour disc method for Silica determination.

Προδιαγραφές

Parameter:	Silica
Smallest increment:	0.05 g/L
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	Single Range
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	SI-7
Μοντέλο σετ μέτρησης :	SI-7
Παράμετρος :	Silica - As SiO ₂
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 1 mg/L SiO ₂
Τύπος θήκης :	D