



Sulfite Test Kit, Model SU-5

Αρ. προϊόντος:

148002

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Utilizing drop count titration/iodometric to determine sulfite, this kit contains 100 tests.

Utilizes drop count titration - a simple, economical titration method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Smallest increment:	1
	10
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	1.0 - 20 mg/L & 10 - 200 mg/L SO_3^{2-}
Κατηγορία:	Drop Count Titration
Μοντέλο σετ μέτρησης :	SU-5
Όνομα μεθόδου :	Drop count, titration Iodometric
Παράμετρος :	Sulfite
Τύπος θήκης :	D