



Test kit, sulfite, model SU-DT

Αρ. προϊόντος:

2063300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Using the Digital Titrator, this kit contains 100 tests with a range of 10-800 mg/L.

Digital Titrator and standardized titration cartridges provide laboratory accuracy for field titrations

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	4 - 800 mg/L SO_3^{2-}
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Μικρότερα βήματα ανάλυσης :	0.4-4.0**
Μοντέλο σετ μέτρησης :	SU-DT
Όνομα μεθόδου :	Digital Titrator/Iodometric
Παράμετρος :	Sulfite - As SO_3^{2-}
Τύπος θήκης :	F