



Be Right™



Reagent set PCB in soil pocket colorimeter II analysis system

Αρ. προϊόντος: 2773500

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Reagent set for use with TPH in Soil Pocket Colorimeter Analysis System. Contains up to 18 tests.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	Up to 18
Αριθμός μεθόδου :	10050
Εύρος μέτρησης :	1, 5, 10, 50 ppm thresholds
Όργανο :	All except DR/3000, DR/2000, DR/800
Παράμετρος :	PCB (Polychlorinated Biphenyls)