



Reagent set atrazine immunoassay

Αρ. προϊόντος:

2762700

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	Up to 18
Αριθμός μεθόδου :	10050
Εύρος μέτρησης :	0.1, 0.5, 3.0 ppb thresholds
Όργανο :	All except DR/800 Series
Παράμετρος :	Atrazine
Τύπος θήκης :	Q