



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

2928402

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class A
Σώμα υλικού:	Polycarbonate
Τύπος :	Διπλό μετρικό
Ύψος :	150 mm
Χωρητικότητα :	100 mL