



Be Right™



Cylinder, graduated, double metric, 1 L

Αρ. προϊόντος:

2928305

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε για την ημερομηνία αποστολής

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class A
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Διπλό μετρικό
Χωρητικότητα :	1000 mL