



Cylinder, graduated, mixing, glass, 50 mL ± 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Αρ. προϊόντος:

189641

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Tall form, single metric scale, glass stopper, graduated. Calibrated "to contain," durable white scale.

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Contain
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό, Ανάμιξη
Χωρητικότητα :	50 mL