



Bottle, BOD, 300 mL, 6/pk

Αρ. προϊόντος:

62106

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Set of 6 glass BOD bottles, 300 mL, with stoppers. For use with LBOD sensor to determine the Biological Oxygen Demand. Borosilicate clear glass bottle with flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stoppers included.

Προδιαγραφές

Body Material:	Glass
Package size UOM:	6pk
Αριθμός μεθόδου :	8043
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	6 /pk
Υλικό :	Borosilicate Glass
Χωρητικότητα :	300 mL