



BOD bottle with stopper, 300 mL

Αρ. προϊόντος:

62100

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

The standard for BOD analysis. Borosilicate clear glass bottle with flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stopper included.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 each

Υλικό :

Borosilicate glass

Χωρητικότητα :

300 mL