



Bottle, BOD, 300 mL, 24/pk

Αρ. προϊόντος:

62124

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

The standard for BOD analysis. Borosilicate clear glass bottles with flared lip and ground-glass stoppers to prevent air entrapment and for water seal. Frosted marking area. Stoppers included. Pack of 24.

Προδιαγραφές

Body Material:	Glass
Package size UOM:	24pk
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	24 /pk
Υλικό :	Borosilicate Glass
Χωρητικότητα :	300 mL