



Be Right™



Ορθογώνια κυψελίδα δείγματος, "1x1", 25 mL, γυάλινη (2 τεμάχια)

Αρ. προϊόντος:

2095000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Εξαρτήματα για φασματοφωτόμετρα/φασματικές μετρήσεις υγρών.

Για χρήση με τα φασματοφωτόμετρα DR2010 και DR2000. Παρέχεται ως σετ ταιριαστών ζευγών κυψελίδων.

Προδιαγραφές

Μήκος οπτικής διαδρομής :

Ορθογώνια 1 ίντσας, 25 mL

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

2

Υλικό :

Γυαλί