



Μονάδα συνεχούς ροής DR5000

Αρ. προϊόντος:

LZV479

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Μονάδα συνεχούς ροής με σύστημα μη αυτόματης ροής για σειρά αναλύσεων με κυψελίδα 1" και σετ σωλήνα PP TPE

Προδιαγραφές

Rinsing volume:	τουλάχιστον 20 mL για μήκος διαδρομής 1 ίντσας
Βάρος :	1,24 kg
Εύρος μήκους κύματος :	190 - 1100 nm
Σκοπός προμήθειας :	σωλήνες διάταξης, χοάνη, κυψελίδα συνεχούς ροής