



Μονάδα Sipper DR5000

Αρ. προϊόντος:

LZV485

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Μονάδα Sipper για σειρά αναλύσεων με κυψελίδα συνεχούς ροής του 1 cm (χαλαζία), σετ σωλήνα Silikon

Προδιαγραφές

Βάρος :	1,6 kg
Εύρος μήκους κύματος :	190 - 1100 nm
Μεγ. Υγρασία αποθήκευσης :	85 %
Μεγ. Υγρασία λειτουργίας :	95 %
Ρυθμός παροχής :	1 mL/s (ονομαστική τιμή)
Σκοπός προμήθειας :	Μονάδα Sipper, Σετ σωλήνα LZV780
	ορθογώνια κυψελίδα συνεχούς ροής του 1 cm, 160 µl
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-17 °C έως 60 °C
Ύψος :	290 mm