



Κυψελίδα δείγματος, 20 mm, ορθογώνια, γυάλινη, 1 τμχ.

Αρ. προϊόντος:

LZP331

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις (ΥxΠxB):	45 mm x 12.5 mm x 22.5 mm
Μήκος οπτικής διαδρομής :	20 mm ορθογώνια
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 pcs 7 mL
Υλικό :	Γυαλί