



POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Chlorine & pH analysis

Αρ. προϊόντος:

5870012

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Small in size, big on waterproof analysis

Portable Colorimeter programmed for the determination of Free and Total Chlorine. DPD and Phenol Red Method.

In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simple: all functions are available via only four keys

Power: battery operation for a maximum of 2000 tests

Clear readings: even under difficult conditions, thanks to backlit display and large readout

Reliable results anywhere

Rugged construction yet lightweight

Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.1
Ανιχνευτής :	Silicon detector
Απορρόφηση:	0 - 2.5 Abs
Αριθμός δοκιμών :	100
Βάρος :	0,23 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	156 mm x 61 mm x 35 mm
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	6,0 - 8,5 pH
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	4 x AAA size alkaline cells
Καταγραφή δεδομένων :	10 measured values
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης μπαταριών)
Μήκος κύματος :	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Οθόνη:	LCD, backlit
Όνομα μεθόδου :	Colorimeter/DPD
	Phenol Red, DPD
Παράμετρος :	pH, and high range Chlorine

Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	10 - 40 °C
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	max. 80 % relative humidity (non-condensing)
Πηγή λυχνίας :	Light Emitting Diode (LED)
Προγράμματα χειριστή :	1 Custom programming
Συμβατότητα κυψελίδας :	1 inch round / 1cm square (with optional adapter)
Τύπος θήκης :	R
Φασματικό εύρος ζώνης :	15 nm filter bandwidth
Χρόνος ζωής μπαταρίας :	2000 tests approximate
	* Backlight usage will decrease battery life.