



POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Free Chlorine analysis

Αρ. προϊόντος:

5870023

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Small in size, big on waterproof analysis

Portable Colorimeter programmed for the determination of Free Chlorine, DPD method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simple: all functions are available via only four keys

Power: battery operation for a maximum of 2000 tests

Clear readings: even under difficult conditions, thanks to backlit display and large readout

Reliable results with no mains connection

Rugged construction yet lightweight

Προδιαγραφές

Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Ανιχνευτής :	Silicon detector
Απορρόφηση:	0 - 2.5 Abs
Αριθμός δοκιμών :	125 - 250
Αριθμός μεθόδου :	8021
Βάρος :	0,23 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	4 x AAA size alkaline cells
Καταγραφή δεδομένων :	10 measured values
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης μπαταριών)
Κατηγορία:	Swiftest
Μήκος κύματος :	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Οθόνη:	LCD, backlit
Όνομα μεθόδου :	Colorimeter/DPD

Παράμετρος :	Chlorine, free; Swiftest Dispenser
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	10 - 40 °C
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	max. 80 % relative humidity (non-condensing)
Συμβατότητα κυψελίδας :	1 inch round / 1cm square (with optional adapter)
Φασματικό εύρος ζώνης :	15 nm filter bandwidth
Χρόνος ζωής μπαταρίας :	2000 tests approximate

* Backlight usage will decrease battery life.