



Χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II Κιτ για ανάλυση βρωμίου

Αρ. προϊόντος:

5870001

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Μικρό μέγεθος, υψηλή αδιάβροχη ανάλυση

Φορητό χρωματόμετρο προγραμματισμένο για τον προσδιορισμό του βρωμίου, εύρη μέτρησης 0,05-4,5 / 0,2-10,0 mg/l Br₂, με τη μέθοδο DPD. Σε βαλιτσάκι μεταφοράς, πλήρες με αντιδραστήρια, φιαλίδια και οδηγίες χρήσης.

Απλό: όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω μόνο τεσσάρων πλήκτρων

Τροφοδοσία: λειτουργεί με μπαταρίες για 2000 τεστ το ανώτερο

Σαφείς ενδείξεις: ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες, χάρη στο φωτισμό και τα μεγάλα ψηφία στην οθόνη

Αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς σύνδεση σε πρίζα

Ανθεκτική κατασκευή και μικρό βάρος

Προδιαγραφές

Lamp Type:	Φωτοδίοδος (LED)
Smallest increment:	0.01
	0.1
Ανιχνευτής :	Silicon detector
Αριθμός δοκιμών :	50 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8016
Βάρος :	0,23 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Εγγύηση :	2 Έτη
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,2 - 10,0 Br ₂
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης μπαταριών)
Μήκος κύματος :	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Οθόνη:	Οθόνη LCD, φωτιζόμενη
Όνομα μεθόδου :	Χρωματόμετρο/DPD
Όργανο :	Το κιτ περιλαμβάνει PC II

Παράμετρος :	Βρώμιο
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE
Τι περιέχει το καλάθι:	Σύστημα ανάλυσης με χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II, για το βρώμιο, χαμηλό εύρος μέτρησης-0,05 έως 4,50 mg/L Br ₂ , υψηλό εύρος μέτρησης-0,2 έως 10,0 mg/L Br ₂ με σετ αντιδραστηρίων (100 τεστ). Κάθε όργανο Pocket Colorimeter II παρέχεται πλήρες ως κιτ έτοιμο για χρήση και περιλαμβάνει σετ αντιδραστηρίων (σε δόσεις μετρημένες εκ των προτέρων), ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς και εγχειρίδιο λειτουργίας.
Υποσημείωση :	*mg/L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; grpg = grains per gallon; 1 grpg = 17.1 mg/L ή 17.1 ppm. Αποδεκτό από την 1EPA για υγρά απόβλητα. Συμβουλευθείτε τη ρυθμιστική υπηρεσία της χώρας σας.

Τι περιέχει το καλάθι

Σύστημα ανάλυσης με χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II, για το βρώμιο, χαμηλό εύρος μέτρησης-0,05 έως 4,50 mg/L Br₂, υψηλό εύρος μέτρησης-0,2 έως 10,0 mg/L Br₂ με σετ αντιδραστηρίων (100 τεστ). Κάθε όργανο Pocket Colorimeter II παρέχεται πλήρες ως κιτ έτοιμο για χρήση και περιλαμβάνει σετ αντιδραστηρίων (σε δόσεις μετρημένες εκ των προτέρων), ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς και εγχειρίδιο λειτουργίας.