



Χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II Κιτ για ανάλυση νιτρικών

Αρ. προϊόντος:

5870002

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Μικρό μέγεθος, υψηλή αδιάβροχη ανάλυση

Φορητό χρωματόμετρο προγραμματισμένο για τον προσδιορισμό των νιτρικών, εύρος μέτρησης 0,4-30 mg/L NO₃-N, με τη μέθοδο αναγωγής καδμίου (Cd). Σε βαλιτσάκι μεταφοράς, πλήρες με αντιδραστήρια, φιαλίδια και οδηγίες χρήσης.

Απλό: όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω μόνο τεσσάρων πλήκτρων

Τροφοδοσία: λειτουργεί με μπαταρίες για 2000 τεστ το ανώτερο

Σαφείς ενδείξεις: ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες, χάρη στο φωτισμό και τα μεγάλα ψηφία στην οθόνη

Αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς σύνδεση σε πρίζα

Ανθεκτική κατασκευή και μικρό βάρος

Προδιαγραφές

Lamp Type:	Φωτοδίοδος (LED)
Smallest increment:	0.1
Ανιχνευτής :	Silicon detector
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8039
Βάρος :	0,23 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Εγγύηση :	2 Έτη
Εύρος μέτρησης :	0,4 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης μπαταριών)
Μήκος κύματος :	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Οθόνη:	Οθόνη LCD, φωτιζόμενη
Όνομα μεθόδου :	Χρωματόμετρο/ Αναγωγή καδμίου
Οπτική διαδρομή κυψελίδας δείγματος :	1 inch round (25.4 mm) and 10mm square with adapter
Όργανο :	Το κιτ περιλαμβάνει PC II
Παράμετρος :	Νιτρικά-Άζωτο

Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE
Τι περιέχει το καλάθι:	Σύστημα ανάλυσης με χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II, για τα νιτρικά-εύρος μέτρησης 0,4 έως 30,0 mg/L, με σετ αντιδραστηρίων (100 τεστ). Κάθε όργανο Pocket Colorimeter II παρέχεται πλήρες ως κιτ έτοιμο για χρήση και περιλαμβάνει σετ αντιδραστηρίων (σε δόσεις μετρημένες εκ των προτέρων), ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς και εγχειρίδιο λειτουργίας.
Τύπος θήκης :	D

Τι περιέχει το καλάθι

Σύστημα ανάλυσης με χρωματόμετρο τσέπης Pocket Colorimeter II, για τα νιτρικά-εύρος μέτρησης 0,4 έως 30,0 mg/L, με σετ αντιδραστηρίων (100 τεστ). Κάθε όργανο Pocket Colorimeter II παρέχεται πλήρες ως κιτ έτοιμο για χρήση και περιλαμβάνει σετ αντιδραστηρίων (σε δόσεις μετρημένες εκ των προτέρων), ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς και εγχειρίδιο λειτουργίας.