



POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Ozone analysis

Αρ. προϊόντος:

5870004

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Small in size, big on waterproof analysis

Portable Colorimeter programmed for the determination of Ozone, Indigo-Trisulphate Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simple: all functions are available via only four keys

Power: battery operation for a maximum of 2000 tests

Clear readings: even under difficult conditions, thanks to backlit display and large readout

Reliable results with no mains connection

Rugged construction yet lightweight

Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.01
Ανιχνευτής :	Silicon detector
Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8311
Βάρος :	0,23 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 0,25 mg/L O ₃
Εύρος μέτρησης (2):	0,01 - 0,75 mg/L O ₃
Κατάταξη περιβλήματος :	IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης μπαταριών)
Μήκος κύματος :	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Οθόνη:	LCD, backlit
Όνομα μεθόδου :	Colorimeter/
	Indigo Trisulfonate
Παράμετρος :	Ozone - As O ₃