



Αντιδραστήρια Chemkey ελεύθερου χλωρίου (συσκευασία των 300)

Αρ. προϊόντος:

8499300

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Chemkey ελεύθερου χλωρίου, εύρος μέτρησης 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000. 12 κουτιά των 25 (συνολική ποσότητα 300 τεμάχια).

Προδιαγραφές

Αριθμός μεθόδου :	10260
Εύρος μέτρησης :	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Chemkeys
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ/300
Παράμετρος :	Ελεύθερο χλώριο