



Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) χλωριούχων (Cl⁻) Intellical ISECL18101 με συσκευασία αντιδραστηρίων βαθμονόμησης

Αρ. προϊόντος:

ISECL181AP

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στο πακέτο ανάλυσης ISE χλωριούχων Intellical περιέχονται όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη μέτρηση χλωριούχων (Cl⁻) με το όργανο μέτρησης HQD που διαθέτετε: Το ISE χλωριούχων Intellical ISECL181 με καλώδιο 1 μέτρου, φιάλες 1 L με 100 mg/L και 500 mL από 1000 mg/L με πρότυπα διαλύματα χλωριούχων της Hach, συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη ρύθμισης ιοντικής ισχύος (ISA) αμμωνίας της Hach.

Ουσιαστικά δεν απαιτείται συντήρηση

Ο σχεδιασμός σταθερής κατάστασης του αισθητήρα ISE επιτρέπει την ΞΗΡΗ αποθήκευσή του χωρίς διάρκεια ζωής. Επίσης, ο αισθητήρας δεν απαιτεί επαναπλήρωση του ηλεκτρολύτη ή αντικατάσταση της μεμβράνης.

Γρήγορα, σταθερά και ακριβή αποτελέσματα

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical κλειδώνουν το αποτέλεσμα όταν η μέτρηση είναι σταθερή, εξαλείφοντας τις εικασίες που θα υπήρχαν εάν η τιμή δεν παρέμενε σταθερή. Επιπλέον, η μεγάλη δακτυλιοειδής ένωση αναφοράς του αισθητήρα, παρέχει μέγιστη επιφάνεια μεταξύ του δείγματος και του ηλεκτρολύτη αναφοράς, για σταθερότητα γρήγορης μέτρησης.

Κορυφαία ιχνηλασιμότητα στο ιστορικό μετρήσεων

Αποθήκευση χρόνου και ημερομηνίας για κάθε μέτρηση, αναγνωριστικό χειριστή και δείγματος, ιστορικό βαθμονόμησης, παράμετρος και σειριακός αριθμός αισθητήρα

Μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ μετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθμονόμησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθμίσεων μέτρησης
Ιδανικό για περιβάλλον πολλών χρηστών με πολλούς εργαστηριακούς και φορητούς μετρητές σειράς HQD

Προδιαγραφές

Accuracy:	±0,02 mV ή 0,05%, όποιο είναι μεγαλύτερο
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	Δυνατότητα επιλογής έως και 4 σημαντικών ψηφίων
Sensor material:	Εποξικό υλικό
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	±0,3 °C
Απαιτείτε ISA:	ISA χλωριούχων (#2318069)
Απαιτήσεις δοκιμής:	Απαιτούμενη παράμετρος: Χλωριούχα Ελάχιστο βάθος δείγματος (mm): 26
Βάρος :	0,15 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Ξηρή αποθήκευση και γρήγορος χρόνος απόκρισης. Χωρίς ανταλλακτικές μεμβράνες.

Εύρος θερμοκρασίας :	5 - 50 °C
Εύρος μέτρησης :	0,1 mg/L (3 x 10 ⁻⁶ M) - 35,5 g/L (1 M) Cl
Θερμική αντίσταση :	ATC
Κιτ προϊόντος:	Μοντέλο: ISEF121
	Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: Συσκευασία αντιδραστηρίων βαθμονόμησης
Μήκος :	175 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Όγκος δείγματος :	25 mL
Παράμετρος :	Χλωριούχα
Σετ,:	Ναι
Σύνδεση :	Διπλή Σύνδεση (κεραμικό πορώδες Pin και δακτυλαιοειδής σύνδεση)
Τι περιέχει το καλάθι:	Στο κιτ περιλαμβάνονται τα εξής: το συνδυαστικό ISE χλωριούχων Intellical ISECL181, καλώδιο 1 μέτρου (αρ. ISECL18101), πρότυπα διαλύματα χλωριούχων της Hach: φιάλη 1 L με 100 mg/L (αρ. 2370853) και 500 mL από 1000 mg/L (αρ. 18349), συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη ρύθμισης ιοντικής ισχύος (ISA) χλωριούχων της Hach (αρ. 2318069) και βασικό εγχειρίδιο χρήσης ISE.
Τύπος αισθητηρίου :	Κρυσταλλική μεμβράνη στερεάς κατάστασης
Τύπος ηλεκτροδίου :	Μη επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς γέλης Dritek
Τύπος ηλεκτροδίων :	Πρότυπο
Τύπος μεθόδου:	Εργαστήριο: Μη επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς τύπου gel Dritek

Τι περιέχει το καλάθι

Στο κιτ περιλαμβάνονται τα εξής: το συνδυαστικό ISE χλωριούχων Intellical ISECL181, καλώδιο 1 μέτρου (αρ. ISECL18101), πρότυπα διαλύματα χλωριούχων της Hach: φιάλη 1 L με 100 mg/L (αρ. 2370853) και 500 mL από 1000 mg/L (αρ. 18349), συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη ρύθμισης ιοντικής ισχύος (ISA) χλωριούχων της Hach (αρ. 2318069) και βασικό εγχειρίδιο χρήσης ISE.