




Sension+ PH3 Laboratory pH and ORP Meter with Electrode Stand, Magnetic Stirrer and Accessories without Electrode

Αρ. προϊόντος:

LPV2000.98.0002

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Basic laboratory meter with magnetic stirrer, sensor holder, solutions (pH 4, pH 7, pH 9 and KCl), calibration flasks with magnetic stirring bar and user manual.

Without electrodes.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Simple and fast measurements

Available for a wide variety of applications

Προδιαγραφές

DO ανάλυση :	-
DO βαθμονόμηση ηλεκτροδίου:	-
DO μέτρηση:	-
GLP χαρακτηριστικά :	No
mV διακριτική ικανότητα :	1 mV
mV μέτρηση :	±2000 mV
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
pH Measurement Range:	-2 16 pH
pH διακριτική ικανότητα :	0.01/0.1 pH
Printer:	-
Resolution:	ORP: 1 mV
Result ID:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-
Temperature compensation:	Manual or Automatic
Ακρίβεια :	±1 digit

Ακρίβεια αγωγιμότητας :	-
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	≤ 0.2 °C
Ανάλυση :	-
Ανάλυση TDS :	-
Ανάλυση αγωγιμότητας :	-
Αποθήκευση δεδομένων :	No
Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης :	-
Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :	IUPAC standards (DIN 19266) or Technical buffer (DIN 19267)
Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:	IP42
Βάρος :	1,1 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Διάστημα/ειδοποιήσεις/ υπενθυμίσειςβαθμονόμησης :	Υπενθύμιση 1 ώρα και 7 ημέρες
Διεπαφή λειτουργίας :	Keypad
Διεπαφή: γλώσσες :	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Εγγύηση :	36 μήνες
Είσοδοι :	1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated)
Έξοδος :	-
Επικοινωνία :	-
Εργαστηριακό :	Yes
Εύρος μέτρησης :	±2000 mV
Λειτουργία AC και USB:	Yes
Μεταφορά δεδομένων :	No
Μέτρηση TDS:	-
Μέτρηση αγωγιμότητας :	-
Μέτρηση αγωγιμότητας: Αντιστάθμιση θερμοκρασίας :	-
Μέτρηση αλατότητας :	-
Μέτρηση ειδικής αντίστασης :	-
Μέτρηση θερμοκρασίας :	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Μήκος :	-
Μοντέλο :	pH3
Οθόνη:	128 x 64 pixel
Οπισθοφωτισμός :	Yes
Παράμετρος :	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	< 80 % relative humidity (non-condensing)
Περιλαμβάνονται τα αισθητήρια :	No
Πιστοποιήσεις συμμόρφωσης:	CE.WEEE
Σετ;:	Όχι
τροφοδοσία :	External power supply 100-240 V, 0.4 A, 47-63 Hz with plug adapters
Τύπος οθόνης :	Backlit Graphical LCD