



Be Right™



Sension+ pH combination electrode 5021T with A.T.C. for difficult samples

Αρ. προϊόντος: LZW5021T.97.002

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο

Ηλεκτρόδιο pH με υγρό ηλεκτρολύτη (επαναπληρώσιμο) με σωληνοειδές διάφραγμα. Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Γυάλινο σώμα. Εύρος μέτρησης pH 0-14, 0-60 °C. Καλώδιο 1 m. Για εργαστηριακό μετρητή.

Αυτό το ηλεκτρόδιο είναι κατάλληλο για τα πιο δύσκολα δείγματα, π.χ. για δείγματα χαμηλής ιονικής ισχύος, κρέμες, γαλακτώματα, πολύ παχύρρευστα δείγματα, κρασιά, βαφές και δείγματα με κολλοειδή. Το φυσίγγιο με σωληνοειδές περίβλημα διασφαλίζει τη σταθερότητα του ηλεκτροδίου αναφοράς.

Fast responding

Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime

Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Προδιαγραφές

Accuracy:	0,002 pH με το μετρητή MM340
Electrode junction :	Ανοικτός με σωληνοειδές περίβλημα
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	Pt 1000
Διάλυμα πλήρωσης :	LZW9500.99
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 130 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σύνδεσμος περιβλήματος που δεν αποφράσσεται για χαμηλή ιονική ισχύ.
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 60 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Θερμική αντίσταση :	Pt1000
Μήκος :	130 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	pH
Σύνδεσμος :	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Τύπος :	Εργαστήριο
Τύπος αισθητηρίου :	Γυαλί
Τύπος ηλεκτροδίων :	Εργαστήριο

