



Sension+ ORP/RedOx liquid electrode 5057, refillable

Αρ. προϊόντος: **LZW5057.97.0002**
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

ORP/Redox electrode with liquid electrolyte and platinum wire. Glass body. Range ± 2000 mV, 0-80 °C. For Benchtop meter.

Προδιαγραφές

Accuracy:	0.2mV with pH31 Meter
Electrode junction :	Ceramic pin
Διάλυμα πλήρωσης :	LZW9500.99 KCl 3M
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 130 mm
Εγγύηση :	12 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	± 2000 mV
Μήκος :	130 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	ORP
Σύνδεσμος :	BNC Connector
Τύπος :	Εργαστήριο
Τύπος αισθητηρίου :	Platinum
Τύπος ηλεκτροδίων :	Laboratory
Υλικό :	Sensor Body: Glass