



Be Right™



Sension+ Multisensor for pH & ORP/Redox

Αρ. προϊόντος:

LZW5045.97.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πολυαισθητήριο για pH (0-14), ORP (± 2000 mV) και θερμοκρασία (0-80 °C). Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Μήκος καλωδίου 1,5 m. Ειδικό για το πολύμετρο SENSION+ MM110.

Με σώμα από πολυανθρακικό υλικό, ηλεκτρολύτη τύπου gel και κεραμικό διάφραγμα.

Τα προσαρτώμενα σωληνάρια βαθμονόμησης μπορούν να βιδωθούν στη λαβή του ηλεκτροδίου (μόνο 2 mL ρυθμιστικού διαλύματος ή προτύπου). Η προστατευτική θήκη προλαμβάνει τη θραύση και την υπερβολική συμπίεση του διαφράγματος.

Ακριβές

Εύχρηστο

Ανθεκτικό και με αντοχή στο χρόνο

Προδιαγραφές

Accuracy:	1 mV με το μετρητή MM110
Electrode junction :	Κεραμικός
Διάλυμα πλήρωσης :	Μη επαναπληρώσιμο, τύπου gel
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 85 mm
Ειδικά χαρακτηριστικά :	pH, ORP
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	ORP: ± 2000 mV
Εύρος μέτρησης (2):	pH: 0 - 14 pH
Θερμική αντίσταση :	Pt1000
Μήκος :	85 mm
Μήκος καλωδίου :	1.5 m
Παράμετρος :	pH, ORP
Σύνδεσμος :	Sension+ MP8
Τύπος :	Φορητό
Τύπος αισθητηρίου :	pH: Γυαλί
	ORP: Λευκόχρυσος
Τύπος ηλεκτροδίων :	Φορητό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH, ORP

Υλικό :

Σώμα αισθητηρίου: Πολυανθρακικό υλικό