



Sension+ ISE electrode, Sodium (Na⁺), fixed cable 1m, BNC

Αρ. προϊόντος:

LZW9650.97.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Ion-selective indicator electrode for Sodium measurements. Range 0.05-23,000 mg/L Na⁺, 0-60 °C. With 1m cable and BNC connector.

Προδιαγραφές

Accuracy:	±0.02 mV or 0.05%, whichever is greater (application dependent)
Απαιτείτε ISA:	4451569
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 120 mm
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Indicator only; requires a reference electrode.
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 60 °C
Εύρος μέτρησης :	0.05 - 23000 mg/L Na ⁺
Μήκος :	120 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	Sodium
Σύνδεσμος :	BNC Connector
Τύπος :	Εργαστηριακό ISE, απαιτείται ηλεκτρόδιο αναφοράς
Τύπος αισθητηρίου :	Sodium Selective Glass Membrane
Τύπος ηλεκτροδίων :	Laboratory Half-Cell ISE
Υλικό :	Sensor Body: Glass

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Διάλυμα ηλεκτρολύτη Sension+, 0,1 M, για ηλεκτρόδια ISE, 125 mL (Item LZW9901.99)