



## Φακελάκια αντιδραστηρίου δισθενούς σιδήρου σε σκόνη, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος:

103769

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:  
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του σιδήρου στη δισθενή μορφή ( $\text{Fe}^{2+}$ ). συσκ. των 100.

### Προδιαγραφές

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Αριθμός δοκιμών :       | 100                               |
| Αριθμός μεθόδου :       | 8146                              |
| Εύρος μέτρησης :        | 0,02 - 3,00 mg/L $\text{Fe}^{2+}$ |
| Κατηγορία:              | Φακελάκια σε σκόνη                |
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | 100 /pk                           |
| Όνομα μεθόδου :         | 1,10 φαινανθρολίνη                |
| Όργανο :                | Όλα εκτός από το PC II            |
| Παράμετρος :            | Σίδηρος, δισθενής                 |