



Αντιδραστήριο σιδήρου FerroMo 1, φακελάκια με σκόνη

Αρ. προϊόντος:

2543768

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του σιδήρου, παρουσία ενώσεων μολυβδαινίου.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8365
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	25 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	FerroMo