



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου σιδήρου (TPTZ), 0,012 - 1,800 mg/L Fe

Αρ. προϊόντος:

2275699

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό χαμηλών επιπέδων σιδήρου. Για δείγμα 25 mL. 100/συσκευασία

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8112
Εύρος μέτρησης :	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	TPTZ
Όργανο :	DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Σίδηρος