



Αμπούλες Accunac αντιδραστηρίου σιδήρου FerroVer, συσκ. των 25

Αρ. προϊόντος:

2507025

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Οι αμπούλες Accunac περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φιαλίδιο μέτρησης. Για τον προσδιορισμό του ολικού διαλυμένου σιδήρου, καθώς και των συμπλόκων ενώσεων σιδήρου, με τη μέθοδο της 1,10 φαινανθρολίνης.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8008
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Κατηγορία:	Accunac
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	/συσκ.
Όνομα μεθόδου :	FerroVer
Παράμετρος :	Σίδηρος