



Σετ αντιδραστηρίων μολυβδαινίου, φακελάκια με σκόνη, 0 - 35,0 mg/L Mo

Αρ. προϊόντος:

2243400

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του μολυβδαινίου, χρωματομετρική μέθοδος μερκαπτο-οξικού οξέος. Για δείγμα 25 mL. Για τον προσδιορισμό του μολυβδαινίου με τη μέθοδο μερκαπτο-οξικού οξέος (μέθοδος 8036 της Hach).
Εύρος μέτρησης: Έως και 35,0 mg/L ως Mo_6^{+} . Μέγεθος δείγματος: 25 mL. Το σετ περιλαμβάνει: Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου μολυβδαινίου MolyVer 1, 2 και 3 για 100 δοκιμές.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8036
Εύρος μέτρησης :	0 - 35,0 mg/L Mo
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	Μερκαπτο-οξικό οξύ
Όργανο :	DR/3000, DR/2000