



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου, μολυβδαίνιο 1, 50 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

2352769

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του μολυβδαίνιου, 0,02 - 3,00 mg/L Mo. Για προσδιορισμό του μολυβδαίνιου χαμηλού εύρους με τη μέθοδο του τριμερούς συμπλόκου (μέθοδος Hach 8169). Εύρος μέτρησης: 0,02 - 3,00 mg/L Mo Μέγεθος δείγματος: 50 mL

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Τριμερές σύμπλοκο