



Φακελάκια αντιδραστηρίου μολυβδαινίου MolyVer 2 σε σκόνη, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

2604399

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του μολυβδαινίου, 0,3 - 40,0 mg/L Mo. Για δείγμα 10 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8036
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Μερκαπτο-οξικό οξύ
Παράμετρος :	Μολυβδαίνιο