



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστήριου χαλκού CuVer 1, 0,04 - 5,00 mg/L Cu

Αρ. προϊόντος:

1418899

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του χαλκού, με τη μέθοδο του δικιγchonινικού οξέος. Για δείγμα 25 mL. 100/συσκευασία

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8506
Εύρος μέτρησης :	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Δικιγchonινικό οξύ
Όργανο :	DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Χαλκός