



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου αργιλίου AluVer 3

Αρ. προϊόντος:

1429099

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του Αργιλίου, 0,008 - 0,800 mg/L Al, μέθοδος Aluminon. Συσκευασία των 100.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8012
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Aluminon