



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου λευκαντικής ουσίας (3), συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

1429449

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του Αργιλίου, 0,008 - 0,800 mg/L Al, μέθοδος Aluminon.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8012
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ. των 100
Όνομα μεθόδου :	Aluminon
Παράμετρος :	Αργίλιο