



Διάλυμα δείκτη PAN, 0,1% (500 mL)

Αρ. προϊόντος:

2122449

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Χρωματομετρικό αντιδραστήριο 0,1% για τους προσδιορισμούς μαγγανίου χαμηλού επιπέδου. Για τον προσδιορισμό του μαγγανίου χαμηλού επιπέδου με τη μέθοδο PAN. Μέθοδος Hach 8149. Εύρος μέτρησης: 0,006 έως 0,700 mg/L Mn. Φιάλη των 500 mL.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όνομα μεθόδου :	PAN