



## Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου πορφυρίνης 2, 25 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

2187569

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του χαλκού με τη μέθοδο πορφυρίνης, 2 - 210 µg/L Cu. Για δείγμα 25 mL.

### Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.

Όνομα μεθόδου :

Πορφυρίνη