



Σετ αντιδραστηρίων κοβαλτίου / νικελίου

Αρ. προϊόντος:

2242600

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό του κοβαλτίου, εύρος μέτρησης 0,01-2,00 mg/L Co και του νικελίου, εύρος μέτρησης 0,006-1,000 mg/L Ni, με τη μέθοδο PAN. Για δείγμα 25 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8078
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Σετ αντιδραστηρίων κοβαλτίου - νικελίου, 25 mL
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 2,00 mg/L Co
Εύρος μέτρησης (2):	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Όγκος δείγματος :	25 mL
Όνομα μεθόδου :	PAN
Όργανο :	DR/3000, DR/2000, DR 900
Παράμετρος :	Cobalt, Nickel
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων νικελίου, μέθοδος PAN, 25 mL
Χωρητικότητα :	25ml