



## Σετ αντιδραστηρίων, ψευδάργυρος, zincon, 50 mL

Αρ. προϊόντος:

2244800

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό του ψευδαργύρου, με τη μέθοδο Zincon. Όγκος δείγματος 50 mL.

### Προδιαγραφές

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| EPA compliant:    | Ναι                 |
| Αριθμός δοκιμών : | 100                 |
| Εύρος μέτρησης :  | 0,01 - 2,00 mg/L Zn |
| Όνομα μεθόδου :   | Zincon              |
| Όργανο :          | DR/3000, DR/2000    |