



Φακελάκια με σκόνη υπεριοδικού οξέος για το μαγγάνιο, 25 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

98499

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό του μαγγανίου, με τη μέθοδο του ψυχρού υπεριοδικού οξέος και για τιτλοδοτήσεις σιδήρου. Για δείγμα 25 mL.

Για τον προσδιορισμό του μαγγανίου με τη μέθοδο της οξείδωσης με υπεριοδικό οξύ. Εγκεκριμένο από την EPA για την αναφορά αναλύσεων υγρών αποβλήτων (απαιτείται χώνευση). Μέθοδος Hach 8034. Μέγεθος δείγματος: 25 mL Συσκευασία με 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Οξείδωση με υπεριοδικό οξύ